



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Catálogo

Contact us for more catalogs of **PTFE(Teflon) Products**, etc.

KINTEK

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

Kintek es una empresa innovadora impulsada por la tecnología que se especializa en la fabricación de productos de PTFE de alto rendimiento y ofrece una cartera completa que incluye consumibles resistentes a la corrosión (como material de laboratorio de PFA, tubos especiales y revestimientos), componentes de sellado de precisión (como juntas, juntas tóricas y diafragmas) y soluciones integradas de sistemas de fluidos (que abarcan tuberías, válvulas, accesorios y componentes diseñados a medida). Nuestros productos están diseñados para aplicaciones críticas como el procesamiento químico, la fabricación de semiconductores, las industrias farmacéuticas y los entornos de investigación avanzada que exigen la máxima pureza e inercia química. Los productos de Kintek, robustos y meticulosamente diseñados, dan prioridad a una excepcional resistencia a la corrosión, control de la contaminación y fiabilidad operativa, permitiendo a las industrias gestionar fluidos corrosivos y de alta pureza con la máxima seguridad y eficiencia, garantizando la integridad de los procesos y prolongando la vida útil de los equipos.



Platos De Evaporación Profunda De Ptfе Soluciones Industriales Y De Laboratorio Personalizables

Número de artículo: PL-1001



Introducción

Platos de evaporación profunda de PTFE de alta calidad para laboratorios. Resistentes a los productos químicos, antiadherentes y personalizables. Ideales para la manipulación de muestras. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)

Tipo de plato	Diámetro exterior del fondo (mm)	Diámetro interior de la boca (mm)	Altura (mm)	Espesor del fondo (mm)	Espesor de pared (mm)
Tipo profundo 20 mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profundo 30mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profundo 40mm	40	30	20	5	5
Tipo profundo 50mm	50	40	20	5	5
Tipo profundo 60mm	60	50	20	5	5
Tipo profundo 70mm	70	60	20	5	5
Tipo profundo 80mm	80	70	20	5	5
Tipo profundo 90mm	90	80	20	5	5
Tipo profundo 100mm	100	90	20	5	5
Tipo profundo 120mm	120	110	20	5	5

Placas De Evaporación Poco Profundas De Ptfé A Medida Para Diversas Aplicaciones

Número de artículo: PL-1002



Introducción

Plato de evaporación poco profundo de PTFE de gran pureza para laboratorio. Resistente a los productos químicos, antiadherente, ideal para la evaporación de muestras. Tamaños personalizados disponibles. Haz tu pedido

[Aprende más](#)

Especificación	Diámetro exterior del fondo (mm)	Diámetro interior de la boca (mm)	Altura total (mm)	Espesor del fondo (mm)	Espesor de pared (mm)
Tipo superficial 20 mm	20	15	10	5	2.5
Tipo superficial 30 mm	30	25	10	5	2.5
Tipo superficial 40mm	40	30	10	5	5
Tipo superficial 50mm	50	40	10	5	5
Tipo superficial 60mm	60	50	10	5	5
Tipo superficial 70mm	70	60	10	5	5
Tipo superficial 80mm	80	70	10	5	5
Tipo superficial 90mm	90	80	10	5	5
Tipo superficial 100mm	100	90	10	5	5

Platos De Evaporación De Ptfе A Medida Para Diversas Aplicaciones

Número de artículo: PL-1004



Introducción

Platos de evaporación de PTFE de alta pureza para laboratorio, resistentes a ácidos y disolventes. Antiadherentes, duraderos, ideales para la preparación de muestras. Tamaños personalizados disponibles. Haga su pedido ahora.

[Aprende más](#)

Capacidad (mL)	Altura (mm)	Diámetro interior (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105

Bandejas Cuadradas De Ptfе A Medida Para Uso Industrial Y De Laboratorio

Número de artículo: PL-1005



Introducción

Bandejas cuadradas de PTFE de alta calidad para laboratorios e industria. Bandejas de PTFE de gran pureza, antiadherentes y resistentes a productos químicos para semiconductores y uso médico. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	L*An*Al interior (mm)	Exterior L*A*A (mm)
40mm	40*40*20 mm	30*30*15mm
60 mm	60*60*20 mm	50*50*15mm
80 mm	80*80*20 mm	70*70*15 mm
100 mm	100*100*20 mm	90*90*15mm
120 mm	120*120*20 mm	110*110*15 mm

Crisoles De Ptfе Personalizables Para Aplicaciones Industriales Y De Laboratorio

Número de artículo: PL-1006



Introducción

Crisoles de PTFE de gran pureza con tapa para laboratorio. Resistentes a los productos químicos, antiadherentes y duraderos. Ideales para digestión de muestras, AA, ICP-MS. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Capacidad	Diámetro exterior superior (mm)	Diámetro inferior (mm)	Altura total (mm)
20 ml	38	30	55
25 ml	39	30	55
30 ml	48	30	56
50 ml	51	33	67
100 ml	61	43	70
250 ml	79	50	107

Matraces De Tres Bocas De Ptfе Personalizables Para Aplicaciones Químicas Avanzadas

Número de artículo: PL-1007



Introducción

Nuestros matraces de fondo redondo de tres bocas de alto rendimiento están fabricados con politetrafluoroetileno puro (PTFE), un material conocido por sus excepcionales propiedades, que lo hacen ideal para entornos industriales y de laboratorio exigentes.

[Aprende más](#)

Capacidad / Configuración del cuello	Altura total (aprox.)
50 ml	/
100 ml	114 mm
250ml/24*3	135mm
500ml/24*3	180mm
1000ml/24*3	/
2000ml/24*3	/

Cuchara De Muestreo De Disolventes Químicos De Ptf

Número de artículo: PL-1008



Introducción

Descubra nuestras cucharas de muestreo de PTFE (politetrafluoroetileno, comúnmente conocido como teflón) de gran pureza, meticulosamente diseñadas para la manipulación segura, precisa y sin contaminación de productos químicos, disolventes, polvos y muestras diversas.

[Aprende más](#)

Capacidad (ml)	Longitud total (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500

Cilindros De Medición De Ptfе A Medida Para Aplicaciones Científicas E Industriales Avanzadas

Número de artículo: PL-1009



Introducción

Descubra el rendimiento superior de nuestros cilindros de medición de politetrafluoroetileno (PTFE), diseñados para ofrecer precisión y resistencia en entornos exigentes.

[Aprende más](#)

Capacidad	Altura total	Diámetro exterior	Peso
10 ml	108 mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/

Botellas De Ptfе A Medida Para Diversas Aplicaciones Industriales

Número de artículo: PL-1010



Introducción

Botellas de PTFE de gran pureza para el almacenamiento de productos químicos, resistentes a ácidos y disolventes. Opciones de boca ancha/estrecha, a prueba de fugas, duraderas. Ideales para laboratorios e industria.

[Aprende más](#)

Volumen	Altura	Diámetro	Boca Diámetro	Peso
50 ml	86 mm	45mm	22mm	94.4g
100 ml	107mm	54 mm	30mm	144.7g
150ml	110mm	62mm	30mm	183.3g
200 ml	123mm	70mm	37mm	244.9g
250 ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153mm	82mm	35mm	364.7g
1000ml	195mm	109mm	51mm	836.2g

Volumen	Altura	Diámetro	Diámetro boca	Peso
50 ml	86 mm	45mm	22mm	94.4g
100 ml	115mm	54mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200 ml	126mm	70mm	30mm	228g
250ml	135mm	71mm	30mm	242g
500ml	154mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190mm	109mm	35mm	733.6g

Fabricante De Piezas De Ptfе A Medida Para Contenedores Y Componentes De Teflón

Número de artículo: PT-1011



Introducción

Recipientes de PTFE de alta precisión para laboratorios e industria. Resistentes a productos químicos, tamaños personalizables. Ideales para aplicaciones de semiconductores, médicas y de laboratorio. Solicitar presupuesto

[Aprende más](#)

Recipiente redondo (diámetro exterior * diámetro interior * profundidad interior)	Recipiente cuadrado/rectangular (largo x ancho interior * profundidad interior)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50 mm*40 mm*15 mm	80*80mm*15mm
60 mm*50 mm*15 mm	90*90mm*15mm
80 mm*70 mm*15 mm	100*100 mm*15 mm
90 mm*80 mm*15 mm	110*110 mm*15 mm
100 mm*90 mm*15 mm	120*120 mm*15 mm
110 mm*100 mm*15 mm	
120 mm*110 mm*15 mm	
130 mm*120 mm*15 mm	
160 mm*150 mm*15 mm	200*200*120mm (aprox. 5L cilindro PTFE)
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE de 15L

Mecanizado A Medida Moldeado Ptfte Teflon Fabricante De Piezas Para El Laboratorio Ito Fto Vidrio Conductor De Limpieza Cesta De La Flor

Número de artículo: PL-1013



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para semiconductores y uso en laboratorio. Resistentes a productos químicos, diseños personalizados disponibles. Ideales para obleas de silicio y sustratos de vidrio.

[Aprende más](#)

Diámetro*anchura de ranura*longitud de ranura*capacidad aplicable

60 mm*1,5 mm*16 mm*vaso de 250 ml/20 unidades

60 mm*2,5 mm*16 mm*vaso de 250 ml/20 unidades

60 mm*1,5 mm*21 mm*vaso 250 ml/20 uds.

60 mm*2,5 mm*21 mm*vaso 250 ml/20 uds.

80 mm*1,5 mm*26 mm*Vaso de 500 ml/20 uds.

80 mm*2,5 mm*26 mm*Vaso de 500 ml/20 uds.

80 mm*1,5 mm*31 mm*Vaso 500 ml/20 uds.

80 mm*2,5 mm*31 mm*Vaso 500 ml/20 uds.

Vaso de 90 mm*2,5 mm*41 mm*1000 ml/22 uds.

Fabricante De Piezas De Teflón Ptfé A Medida Cesta De Flores De Altura Ajustable

Número de artículo: PL-1014



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza y altura regulable para uso en semiconductores y laboratorios. Resistentes a productos químicos, antiadherentes y personalizables. ¡Consiga la suya hoy mismo!

[Aprende más](#)

Ejemplo de configuraciones estándar (diámetro exterior x longitud de ranura x anchura):

45mm*30mm*1,5mm 5 ranuras

60 mm*50 mm*1,5 mm 6 ranuras

80 mm*65 mm*1,5 mm 8 ranuras

Totalmente personalizable: La anchura de las ranuras, la longitud de las ranuras, el número de ranuras y el montaje de varias piezas se pueden adaptar a sus especificaciones exactas.

Fabricante De Piezas De Teflón Ptfе A Medida Rejilla De Limpieza Ptfе

Número de artículo: PL-1015



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para laboratorios y semiconductores. Resistentes a productos químicos, -180°C a +250°C, tamaños personalizados disponibles. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Opciones estándar: Diámetro*Ancho de ranura*Capacidad aplicable

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1,5 mm*250 ml

60*2,5 mm*250 ml

80*1,5 mm*500 ml

80*2,5 mm*500 ml

90*1,5 mm*1000 ml

90*2,5 mm*1000 ml

Fabricante De Piezas De Teflón Ptfе A Medida Estante De Limpieza De Sustratos De Vidrio Conductores

Número de artículo: PL-1016



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para limpieza de laboratorio, resistentes a productos químicos y temperaturas extremas. Diseños personalizados para aplicaciones médicas y de semiconductores.

[Aprende más](#)

10×10 mm (ranura de, por ejemplo, 1,1 mm)	20×20 mm (ranura de, por ejemplo, 1,1 mm)	25×25 mm (ranura de, por ejemplo, 2,2 mm)	30×30 mm (ranura, por ejemplo, de 2,2 mm)
15×15 mm (ranura, por ejemplo, de 1,1 mm)	25×25 mm (ranura, por ejemplo, de 1,1 mm)	30×30 mm (ranura, por ejemplo, de 1,1 mm)	

Recipientes De Digestión Por Microondas De Ptfе A Medida Para Aplicaciones Exigentes

Número de artículo: PL-1003



Introducción

Recipientes de digestión por microondas de PTFE de gran pureza para una preparación de muestras segura y sin contaminación. Ideales para ICP-MS, AAS y análisis de trazas. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Especificación del producto	Diámetro interior de la boca (mm)	Diámetro del cuerpo (mm)	Altura con tapa (mm)
Recipiente de digestión de PTFE 30 ml	25	42	105
Recipiente de digestión de PTFE 50 ml	29	47	110
Recipiente de digestión PTFE 100ml	50	62	143
Recipiente de digestión PTFE 200ml	53	69	163

Rascadores Y Palas De Ptfе Personalizables Para Aplicaciones Exigentes

Número de artículo: PL-1017



Introducción

Rasquetas y palas de PTFE de gran pureza para laboratorios, industrias química y de semiconductores. Herramientas resistentes a los productos químicos, antiadherentes y duraderas para una manipulación precisa del material. Soluciones personalizadas disponibles.

[Aprende más](#)

Tipo	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Espesor/Altura (mm)	Longitud del mango (mm)
Rascador	40mm	90mm	5mm	-
Rascador	60mm	120mm	5mm	-
Rascador	100mm	150mm	5mm	-
Rascador	150mm	200mm	5mm	-
Rascador	200mm	200mm	5mm	-
Rascador (Rascador en T)	150mm	120mm	5mm	-
Varilla rascadora	10mm	120mm	10mm	-
Tira rascadora	15mm	120mm	5mm	-
Pala (fondo plano)	60mm	120mm	30mm	1000mm
Pala (fondo plano)	100mm	120mm	40mm	120mm
Pala (fondo plano)	120mm	150mm	60mm	100mm
Pala (fondo plano)	160mm	200mm	50mm	1000mm
Pala (fondo plano)	170mm	220mm	70mm	115mm
Pala (fondo curvo)	110mm	150mm	80mm	100mm
Pala (fondo curvo)	110mm	220mm	100mm	120mm
Pala plana (mango largo)	150mm	80mm	10mm	900mm
Pala plana (mango largo)	150mm	100mm	30mm	800mm
Pala plana (mango largo)	200mm	150mm	15mm	500mm

Matraces Aforados De Ptfе A Medida Para Uso Científico E Industrial Avanzado

Número de artículo: PL-1018



Introducción

Matraces aforados de PTFE de primera calidad para laboratorio: resistentes a productos químicos, antiadherentes y con medidas precisas. Ideales para aplicaciones de semiconductores, médicas y analíticas. Comprar ahora

[Aprende más](#)

Volumen (mL)	Diámetro interior de la boca (mm)	Diámetro exterior máximo (mm)	Altura total (mm)	Peso (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965

Fabricante De Piezas De Ptfе A Medida Para Piezas De Teflón Y Pinzas De Ptfе

Número de artículo: PL-1019



Introducción

KINTEK da prioridad a la producción de precisión y ofrece fabricación a medida, desde prototipos hasta pedidos de gran volumen.

[Aprende más](#)



Kintek

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong
Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

WhatsApp