


1200°C Horno De Mufla Para Laboratorio

Número de artículo: KT-12M



Introducción

Horno de mufla KINTEK KT-12M: Calentamiento de precisión a 1200°C con control PID. Ideal para laboratorios que necesitan un calentamiento rápido y uniforme. Explorar modelos y opciones de personalización.

[Aprende más](#)

Modelo de horno		KT-12M / KT-12M Pro	
Temperatura máxima		1200°C	
Temperatura de trabajo constante		1100°C	
Material del tubo del horno (si procede, normalmente para hornos tubulares)		Cuarzo de alta pureza (confirmar si es relevante para esta mufla)	
Material de la cámara		Fibra de alúmina japonesa	
Elemento calefactor		Bobina de alambre Cr2Al2Mo2	
Velocidad de calentamiento		0-30°C/min	
Sensor de temperatura		Par térmico tipo K incorporado	
Controlador de temperatura		Controlador PID digital (KT-12M) / Controlador PID con pantalla táctil de 7" (KT-12M Pro)	
Precisión del control de temperatura		±1°C	
Uniformidad de temperatura		±5°C	
Alimentación eléctrica		AC110-220V, 50/60HZ	
Tamaños de cámara estándar En stock			
Tamaño de la cámara (mm) AnxPrxAl	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm) AnxPrxAl	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados a medida. [Solicite más información.](#)

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno de mufla (KT-12M o KT-12M Pro)	1
2	Bloque térmico/placa de tierra	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guantes resistentes al calor	1 par
5	Manual de instrucciones	1