

1700°C Horno De Mufla De Alta Temperatura Para Laboratorio

Número de artículo: KT-17M



Introducción

Horno de mufla KT-17M: Horno de laboratorio de 1700°C de alta precisión con control PID, eficiencia energética y tamaños personalizables para aplicaciones industriales y de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo de horno		KT-17M / KT-17M Pro	
Temperatura máxima		1700°C	
Temperatura de trabajo constante		1600°C	
Material de la cámara		Fibra de alúmina japonesa	
Elemento calefactor		Disilicida de molibdeno (MoSi2)	
Velocidad de calentamiento		0-20°C/min	
Sensor de temperatura		Par térmico tipo B	
Controlador de temperatura		Controlador PID digital (KT-17M) / Controlador PID con pantalla táctil de 7 pulgadas (KT-17M Pro)	
Precisión del control de temperatura		±1°C	
Uniformidad de la temperatura		±5°C	
Alimentación eléctrica		AC110-220V, 50/60HZ	
Tamaños de cámara estándar Existencias			
Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados por el cliente.			

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Bloque térmico	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guante resistente al calor	1
5	Manual de instrucciones	1