

Mecanizado A Medida Moldeado Ptfte Teflon Fabricante De Piezas Para El Laboratorio Ito Fto Vidrio Conductor De Limpieza Cesta De La Flor

Número de artículo: PL-1013



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para semiconductores y uso en laboratorio. Resistentes a productos químicos, diseños personalizados disponibles. Ideales para obleas de silicio y sustratos de vidrio.

[Aprende más](#)

Diámetro*anchura de ranura*longitud de ranura*capacidad aplicable

60 mm*1,5 mm*16 mm*vaso de 250 ml/20 unidades

60 mm*2,5 mm*16 mm*vaso de 250 ml/20 unidades

60 mm*1,5 mm*21 mm*vaso 250 ml/20 uds.

60 mm*2,5 mm*21 mm*vaso 250 ml/20 uds.

80 mm*1,5 mm*26 mm*Vaso de 500 ml/20 uds.

80 mm*2,5 mm*26 mm*Vaso de 500 ml/20 uds.

80 mm*1,5 mm*31 mm*Vaso 500 ml/20 uds.

80 mm*2,5 mm*31 mm*Vaso 500 ml/20 uds.

Vaso de 90 mm*2,5 mm*41 mm*1000 ml/22 uds.