

Fabricante De Piezas De Teflón Ptfé A Medida Cesta De Flores De Altura Ajustable

Número de artículo: PL-1014



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza y altura regulable para uso en semiconductores y laboratorios. Resistentes a productos químicos, antiadherentes y personalizables. ¡Consiga la suya hoy mismo!

[Aprende más](#)

Ejemplo de configuraciones estándar (diámetro exterior x longitud de ranura x anchura):

45mm*30mm*1,5mm 5 ranuras

60 mm*50 mm*1,5 mm 6 ranuras

80 mm*65 mm*1,5 mm 8 ranuras

Totalmente personalizable: La anchura de las ranuras, la longitud de las ranuras, el número de ranuras y el montaje de varias piezas se pueden adaptar a sus especificaciones exactas.