

Fabricante De Piezas De Teflón Ptfе A Medida Rejilla De Limpieza Ptfе

Número de artículo: PL-1015



Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para laboratorios y semiconductores. Resistentes a productos químicos, -180°C a +250°C, tamaños personalizados disponibles. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Opciones estándar: Diámetro*Ancho de ranura*Capacidad aplicable

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1,5 mm*250 ml

60*2,5 mm*250 ml

80*1,5 mm*500 ml

80*2,5 mm*500 ml

90*1,5 mm*1000 ml

90*2,5 mm*1000 ml