

Matraces Aforados De Ptfе A Medida Para Uso Científico E Industrial Avanzado

Número de artículo: PL-1018



Introducción

Matraces aforados de PTFE de primera calidad para laboratorio: resistentes a productos químicos, antiadherentes y con medidas precisas. Ideales para aplicaciones de semiconductores, médicas y analíticas. Comprar ahora

[Aprende más](#)

Volumen (mL)	Diámetro interior de la boca (mm)	Diámetro exterior máximo (mm)	Altura total (mm)	Peso (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965