

Rascadores Y Palas De Ptfе Personalizables Para Aplicaciones Exigentes

Número de artículo: PL-1017



Introducción

Rasquetas y palas de PTFE de gran pureza para laboratorios, industrias química y de semiconductores. Herramientas resistentes a los productos químicos, antiadherentes y duraderas para una manipulación precisa del material. Soluciones personalizadas disponibles.

[Aprende más](#)

Tipo	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Espesor/Altura (mm)	Longitud del mango (mm)
Rascador	40mm	90mm	5mm	-
Rascador	60mm	120mm	5mm	-
Rascador	100mm	150mm	5mm	-
Rascador	150mm	200mm	5mm	-
Rascador	200mm	200mm	5mm	-
Rascador (Rascador en T)	150mm	120mm	5mm	-
Varilla rascadora	10mm	120mm	10mm	-
Tira rascadora	15mm	120mm	5mm	-
Pala (fondo plano)	60mm	120mm	30mm	1000mm
Pala (fondo plano)	100mm	120mm	40mm	120mm
Pala (fondo plano)	120mm	150mm	60mm	100mm
Pala (fondo plano)	160mm	200mm	50mm	1000mm
Pala (fondo plano)	170mm	220mm	70mm	115mm
Pala (fondo curvo)	110mm	150mm	80mm	100mm
Pala (fondo curvo)	110mm	220mm	100mm	120mm
Pala plana (mango largo)	150mm	80mm	10mm	900mm
Pala plana (mango largo)	150mm	100mm	30mm	800mm
Pala plana (mango largo)	200mm	150mm	15mm	500mm