

Fuelles De Vacío De Alto Rendimiento Para Una Conexión Eficaz Y Un Vacío Estable En Los Sistemas

Número de artículo: KT-VA05



Introducción

Ventana de observación de ultra alto vacío KF con vidrio de borosilicato de alta calidad para una visión clara en entornos exigentes de 10^{-9} Torr. Brida duradera de acero inoxidable 304.

[Aprende más](#)

Modelo	Diámetro exterior	Diámetro interior	Temperatura máxima	Espesor	Material
KF 25	40mm	23mm	350°C	15,5mm	Acero inoxidable 304 + Borosilicato
KF 40	55mm	20mm		15,5mm	
KF 50	75mm	34 mm		16 mm	