

Ventana De Observación De Ultra Alto Vacío Brida Kf Acero Inoxidable 304 Vidrio De Alto Borosilicato Mirilla

Número de artículo: KT-VA04



Introducción

Ventana de observación de ultra alto vacío KF con vidrio de borosilicato para una visión clara en entornos de vacío exigentes. La duradera brida de acero inoxidable 304 garantiza un sellado fiable.

[Aprende más](#)

Modelo	Diámetro exterior	Diámetro interior	Temperatura máxima	Espesor	Material
KF 25	40mm	23mm	350°C	15,5mm	Acero inoxidable 304 + Borosilicato
KF 40	55mm	20mm		15,5mm	
KF 50	75mm	34 mm		16 mm	